



血栓弹力图活化凝血检测试剂盒

进口原料，品质优越

产品经多家知名医院对比认证，结果准确


国产优化，方便省心

液体包装，使用方便，开瓶稳定性更长

国际品质，新品不断

俄罗斯两院院士领衔研发，产品不断迭代推新

粤械注准 20222401680	血栓弹力图活化凝血检测试剂盒（凝固法）	5人份：高岭土激活剂：40μL×5；凝血触发剂：1.0mL×1
	血栓弹力图活化凝血检测试剂盒（凝固法）	10人份：高岭土激活剂：40μL×10；凝血触发剂：1.0mL×1
	血栓弹力图活化凝血检测试剂盒（凝固法）	20人份：高岭土激活剂：40μL×20；凝血触发剂：1.0mL×1
粤械注准 20222401678	血栓弹力图质控品	水平Ⅰ：血栓弹力图质控品Ⅰ，1.0mL×6；凝血触发剂，1.0mL×1
	血栓弹力图质控品	水平Ⅱ：血栓弹力图质控品Ⅱ，1.0mL×6；凝血触发剂，1.0mL×1
	血栓弹力图质控品	水平Ⅰ：血栓弹力图质控品Ⅰ，1.0mL×10；凝血触发剂，1.0mL×1
	血栓弹力图质控品	水平Ⅱ：血栓弹力图质控品Ⅱ，1.0mL×10；凝血触发剂，1.0mL×1



T-检验

配对样本统计										配对样本相关性			
		平均值	个案数	标准 偏差	标准 误差平均值					个案数	相关性	显著性	
配对 1	血枝R值	4.4250	32	.63347	.11198					配对 1 血枝R值 & 米度R值	32	.921	.000
	米度R值	4.5156	32	.65259	.11536								

配对样本检验									
配对差值									
		平均值	标准 偏差	标准 误差平均值	差值 95% 置信区间		t	自由度	Sig. (双尾)
					下限	上限			
配对 1	血枝R值 - 米度R值	-.09062	.25572	.04521	-.18282	.00157	-2.005	31	.054

米度TEG项目优势：

- 兼容优势：试剂可兼容国内外主流品牌的多种血栓弹力图仪。
- 稳定优势：试剂开瓶后，2~8℃环境下可稳定1个月。
- 市场优势：TEG市场处于行业快速发展期，潜力巨大。
- 学术优势：专业的市场活动规划管理，定期组织临床专家开展学术会议。
- 服务优势：完善的装机/调试/培训及售后回访制度，7*24h待命解决问题。

米度医疗科技（中山）有限公司

地址:广东省中山市火炬开发区祥兴路6号数贸大厦北翼7层
电话:0760-87886006

