




MG solutions

骨骼结构·肌肉张力·动作分析

3D体态分析师 Moti Physio 优视体



Moti Physio

01

产品介绍

Moti-Physio (优视体)

02

Moti Physio 软件介绍

3D骨骼结构

3D肌肉分析

简单快速完成检测

动态分析(过顶深蹲、单脚站立)

摩尔波纹分析

检测结果报告

前后对比功能1

前后对比功能2-可提取对比图片

环境空间要求

检测结果表样式

All about Skeleton,
Muscle and movement



RGB - D
摄像机

Tripod
三脚架

Moti Physio 优视体
测试用脚垫



Moti Physio 优视体软件

安装及运行优视体软件的电脑和笔记本电脑需满足以下要求。

- 操作系统 : Windows 10 64bit
- CPU : Intel® Core™ i5 10th ↑
- GPU : Intel® UHD Graphics 630 ↑
- USB 端口 : USB2.0 or USB3.0 1个
- RAM : 8GB ↑
- 存储空间 : 250Gb ↑
- 互联网处于联网状态
- 分辨率 : 1920 x 1080 (固定)

01

产品介绍

Moti-Physio (优视体)

02

Moti Physio 软件介绍

3D骨骼结构

3D肌肉分析

简单快速完成检测

动态分析 (过顶深蹲、单脚站立)

摩尔波纹分析

检测结果报告

前后对比功能1


前后对比功能2-可提取对比图片

环境空间要求


检测结果表

All about Skeleton,
Muscle and movement






通过3D骨骼检测结果表，
可轻松确认引起问题的部位，方便沟通。



优视体通过“杨达疗法”、“解剖列车”和其他物理疗法分析87块肌肉,并评估肌肉紧张和松弛的程度。



30秒内简单快速完成检测，
方便高效的进行用户管理。




通过过顶深蹲检测科学分析，
重心移动、膝关节角度等变化。



通过单脚站立可客观判断，
重心移动轨迹、左右偏向程度。




通过身体的曲折度的等高线，
一眼确认身体不平衡的状态。



可以根据需求, 选择四种检测结果表之一。



通过屏幕上显示的前后对比图，
一目了然对比改善效果。





屏幕上将生成SNS专用对比图，
按需求提取原图或面部自动马赛克的对比图。

优视体 Moti Physio 环境空间要求

Moti Physio S/W


- 请保持地垫两侧、身体后侧有50cm的空间。
- 避免有物体阻挡摄像头的视角。
- 脚边和后侧留以足够的空间。



- 请将设备放在没有反光体(如镜子)的地方。
- 请安装在没有阳光照射的室内。
- 最好有遮光窗帘,减少日光的干扰。



优视体 Moti Physio 检测结果表样式-骨骼分析版

Moti Physio S/W





Moti Physio

The Best Partner for
who makes world healthier