



技术信息



- 免费下载智能手机应用程序
- 可在iOS (iPad和iPhone) 上使用
- 云备份
- 离线工作 (最后30次扫描存储在本地)
- 与扫描仪兼容 : 原装、Mark II、 Mark Pro
- 订购信息 : 参考编号8A09-扫描仪结构传感器3 (无电缆)
- 语言 : 中文、捷克语、英语、法语、德语、意大利语、日语、葡萄牙语、俄语、西班牙语
- 结构传感器质保期 : 1年



联系方式

010-65476760



开始你的

宝泰欧数字化系统

体验之旅

北京市朝阳区管庄1号北岛写字楼一层
电话 : 010-65476760
www.proteor.com.cn



以不同的方式 和不同的患者 建立不同的工作方式



无法移动患者

「Proteor Scan」应用程序
中的模型功能

模型



选择“模型”功能并直接输入测量值

脊柱矫形器、头颈胸矫形器、
AFO/KAFO、坐姿椅、AK、BK



尊重他人



患者可以坐、站或移动

「Proteor Scan」应用程序中根据设备需求提供两种方法

扫描仪



使用结构传感器扫描仪进行扫描

脊柱侧弯矫形器、固定类矫形器、坐
姿椅、站立架、其他矫形器



快捷

真实探测



使用Apple的Truedepth技术扫描

上、下肢假肢



实况扫描



精确：针对不同类型的病例量身定制的扫描方法，以获得最佳结果。



便携：随时随地采集患者体型数据，完全自由。



加密：您的文件会自动同步到安全云，实现无缝、集中访问。

立即下载PROTEOR SCAN，不要等待

免费下载

